



Gıda intolerans tanısı için spesifik IgG tespiti



- 108 veya 216 gıda / gıda katkısı içeren immünoblotlar
- Düşük örnek hacmi gerektirir (108 sonuç için 40 µl)
- 4,5 saat sonunda 2.376 tekli sonuç (tek çalışmada 22 hastanın eşzamanlı analizi)
- EUROBlotOne sistemi ile tam otomatik çalışma imkanı
- Semikantitatif sonuçlar için her stripte 4 kalibratör
- WHO referans serumu "1. IRP 67/86" ile kalibre edilmiş
- ELISA'ya kıyasla 20 kat daha az çalışma alanı gerektirir: bir ELISA plak (96 sonuç) alanında 2.000'den fazla tekli sonuç elde edilir



EUROLINE-FOOD



Pozisyon	EUROLINE-FOOD (DP 3024-0404-1 G)			
	EUROLINE-FOOD Profile 108 (DP 3022-0802-1 G)			
	Strip 1	Strip 2	Strip 3	Strip 4
1	Barley/ Arpa	Cherry/ Kiraz	Carob/ Keçi boynuzu	Lime/ Misket limonu
2	Gliadin / Gluten	Grape/ Üzüm (beyaz/mor)	Rapeseed/ Kanola	Lychee/ Liçi
3	Oat/Yulaf	Kiwi/ Kivi	Duck/ Ördek	Mango
4	Rye/ Çavdar	Lemon/ Limon	Goat/ Keçi	Papaya
5	Spelt/ Kılıksız buğday	Nectarine/ Nektarin	Goose/ Kaz	Pomegranate/ Nar
6	Wheat/ Buğday	Orange/ Portakal	Ostrich/ Deve kuşu	Raspberry/ Ahududu
7	Buckwheat/ Kara buğday	Pineapple/ Ananas	Quail/ Bildircin	Rose hip/ Kuşburnu
8	Flax seed/ Keten tohumu	Strawberry/ Çilek	Rabbit/Tavşan	Cantaloupe/ Kantalup kavunu
9	Corn (maize)/ Mısır	Watermelon/ Karpuz	Roe deer/ Karaca	Raisin/ Kuru üzüm
10	Millet/ Darı	Pear/ Armut	Guinea fowl/ Beç tavuğu	Aniseed/ Anason
11	Rice/ Pirinç	Plum/ Erik	Horse/ At	Bay leaf/ Defne yaprağı
12	Beef/ Sığır	Grapefruit/ Greyfurt	Kefir/ Kefir	Chamomile/ Papatya
13	Chicken/Tavuk	Peach/ Şeftali	Beta-Laktoglobulin	Caper/ Kapari
14	Lamb/ Kuzu	Date/ Hurma	Butter/Tereyağı	Chive/ Frenk soğanı
15	Pork/ Domuz	Basil/ Fesleğen	Camembert Peyniri	Clove/ Karanfil
16	Turkey/ Hindi	Pepper (black / white)/ Karabiber	Casein/ Kazein	Coriander/ Kişniş otu
17	Cow milk/ İnek sütü	Cinnamon/Tarçın	Emmental Peyniri	Cumin/ Kimyon
18	Egg yolk/Yumurta sarısı	Garlic/ Sarımsak	Cottage cheese/ Çökelek	Dill/ Dereotu
19	Egg white/Yumurta beyazı	Mustard seed/ Hardal tohumu	Mozzarella/ Mozarella	Ginger/ Zencefil
20	Goat cheese/ Keçi peyniri	Nutmeg/ Küçük hindistan cevizi	Processed cheese/ İşlenmiş peynir	Marjoram/ Mercanköşk
21	Goat milk/ Keçi sütü	Oregano/ Kekik	Curd cheese/ Lor peyniri	Saffron/ Safran
22	Sheep milk/ Koyun sütü	Parsley/ Maydanoz	Bamboo shoots/ Bambu filizi	Sage/ Ada çayı
23	Sheep cheese/ Koyun peyniri	Peppermint/ Nane	Brussels sprouts/ Brüksel lahanası	Cayenne pepper/ Acı kırmızı biber
24	Yogurt/Yoğurt	Poppy seed/ Haşhaş tohumu	Cauliflower/ Karnabahar	Curry/ Köri
25	Aubergine/ Patlıcan	Rosemary/ Biberiye	Chard/ Pazı	Tarragon/Tarhun
26	Beetroot/ Pancar	Thyme/ Dağ kekiği	Chinese cabbage/ Çin lahanası	Hops/ Şerbetçi otu
27	Bell pepper/ Dolmalık biber	Vanilla/Vanilya	Fennel/ Rezene	Mint/ Nane
28	Broccoli/ Brokoli	Almond/ Badem	Gourd/ Su kabağı	Brazil nut/ Brezilya fıındığı
29	Carrot/ Havuç	Cashew nut/ Kaju	Jerusalem artichoke/Yer elması	Macadamia nut/ Macadamia fıındığı
30	Celery/ Kereviz	Cocoa bean/ Kakao çekirdeği	Kale/ Kıvrık lahana	Pine nut/ Çam fııstığı
31	Chili/ Acı kırmızı biber, çili	Hazelnut/ Fındık	Radish/Turp	Chestnut/ Kestane
32	Cucumber/ Salatalık	Peanut/ Yer fıstığı	Savoy cabbage/ Karalahana	Cola nut/ Kola cevizi
33	Horseradish/Yaban turpu	Pistachio/ Antep fıstığı	Sweet potato/Tatlı patates	Carp/ Sazan
34	Leek/ Pırasa	Sesame/ Susam	Vine leave/ Asma yaprağı	Squid/ Kalamar
35	Olive/ Zeytin	Sunflower seed/ Ayçiçeği çekirdeği	White cabbage/ Beyaz lahana	Eel/Yılan balığı
36	Onion/ Soğan	Walnut/ Ceviz	Shallot/ Arpacık soğanı	Gilthead seabream/ Çipura
37	Potato/ Patates	Coconut/ Hindistan cevizi	Liquorice root/ Meyan kökü	Haddock/ Mezgit
38	Red cabbage/ Kırmızı lahana	Mushroom m.1/ Mantar karışımı 1	Snow pea/ Sultani bezelye	Pike/Turna balığı
39	Tomato/ Domates	Mushroom m.2/ Mantar karışımı 2	Broad bean/ Bakla	Turbot/ Kalkan balığı
40	Turnip/ Şalgam	Crayfish/ Kerevit	Chickpea/ Nohut	Herring/ Ringa balığı
41	Zucchini/ Kabak	Salmon/ Somon	Mung bean/ Maş fasulyesi	Lobster/ İstakoz
42	Artichoke/ Enginar	Tuna/Ton balığı	Kidney bean/ Meksika fasulyesi	Mackerel/ Uskumru
43	Asparagus/ Kuşkonmaz	Clam/ Midye	Chicory/ Hindiba	Octopus/ Ahtapot
44	Spinach/ Ispanak	Prawn/ Büyük karides	Iceberg lettuce/ Göbek salata	Oyster/ İstiridyeye
45	String bean/ Yeşil fasulye	Anchovy/ Hamsi	Rocket/ Roka	Sardine/ Sardalya
46	Pea/ Bezelye	Swordfish/ Kılıç balığı	Avocado/ Avokado	Ocean perch/ Sebastes balığı
47	Soya bean/ Soya fasulyesi	Trout/ Alabalık	Blackberry/ Böğürtlen	Sea bass/ Levrek
48	Lentil/ Mercimek	Sole/ Dil balığı	Blueberry/Yaban mersini	Caviar/ Havyar
49	Haricot bean/ Kuru fasulye	Codfish/ Morina balığı	Cranberry/ Kırmızı yaban mersini	Crab/Yengeç
50	Lettuce/Yeşil salata	Brewer's yeast/ Bira mayası	Red currant/ Frenk üzümü kırmızı	Agar-agar
51	Corn salad/ Kuzu marulu	Baker's yeast/ Hamur mayası	Black currant/ Frenk üzümü siyah	Aloe vera
52	Apple/ Elma	Honey/ Bal	Fig/ İncir	Green tea/Yeşil çay
53	Apricot/ Kayısı	Coffee/ Kahve	Gooseberry/ Bektaşi üzümü	Baking powder/ Kabartma tozu
54	Banana/ Muz	Black tea/ Siyah çay	Honeydew melon/ Kavun	Safflower oil/ Aspir yağı
SC	Serum kontrol bantı	Serum kontrol bantı	Serum kontrol bantı	Serum kontrol bantı
C4	Kalibratör 4	Kalibratör 4	Kalibratör 4	Kalibratör 4
C3	Kalibratör 3	Kalibratör 3	Kalibratör 3	Kalibratör 3
C2	Kalibratör 2	Kalibratör 2	Kalibratör 2	Kalibratör 2
C1	Kalibratör 1	Kalibratör 1	Kalibratör 1	Kalibratör 1

DP 3024-0404-1 G
DP 3024-0404-2 G
DP 3022-0802-1 G
DP 3022-0802-2 G

216 gıda ve gıda katkısı için IgG tespiti (test kiti 4 hasta örneği için 16 strip içerir)
DP 3024-0404-1 G'e benzer, ancak domuz ekstraktı içermez (215 gıda ve gıda katkısı)
108 gıda ve gıda katkısı için IgG tespiti (test kiti 8 hasta örneği için 16 strip içerir)
DP 3022-0802-1 G'e benzer, ancak domuz ekstraktı içermez (107 gıda ve gıda katkısı)